

Formulario de Preferencia del Doctor

Desplazamiento Tejido en el pilar del implante

Diseño Póntico

Profundidad del margen Pilar Implante

Perfil emergencia del Pilar

Colocación Quirúrgica

Desplazamiento de Tejido

Sin Desplazamiento de Tejido

Póntico (preferencias)

Higiénico

Silla de montar

Silla de montar modificada

Cónico

Profundidad del margen -Debajo del Tejido, + Arriba del Tejido

____ mm. Lingual

____ mm. Mesial

____ mm. Distal

____ mm. Bucal

Diseño de pilar de implante *

Bucal
-1 mm

Lingual
Cresta del Tejido

Interproximal
-.25mm

Otro: _____

Otro: _____

Oclusión mordida cerrada:

- Llamar al Doctor *
- Ajustar antagonista
- Ajustar preparación y marcar modelo
- Otros.

Oclusión Corona Individual:

- Céntrica (0mm fuera de oclusión)
- Céntrica Ligera (0.2 mm fuera de oclusión)
- Sin oclusión (0.35 mm fuera de oclusión)
- Totalmente fuera de oclusión (0.5mm fuera de oclusión)

Tuve problemas con laboratorios anteriores con:

- Contacto Ligero
- Contacto Cerrado

* LABORATORIO POR DEFECTO, UTILIZADO SI NO ESTÁ INDICADO.

Formulario de Preferencia del Doctor

Desplazamiento tejido en el pilar del implante

Diseño Póntico

Profundidad del margen pilar implante

Perfil emergencia del pilar

Colocación Quirúrgica

Desplazamiento de Tejido

Sin Desplazamiento de Tejido

Póntico (preferencias)

Higiénico

Silla de montar

Silla de montar modificada

Cónico

Profundidad del margen -Debajo del Tejido, + Arriba del Tejido

____ mm. Lingual

____ mm. Mesial

____ mm. Distal

____ mm. Bucal

Diseño de pilar de implante *

Bucal
-1 mm

Lingual
Cresta del Tejido

Interproximal
-.25mm

Otro: _____

Otro: _____

Oclusión mordida cerrada:

- Llamar al Doctor *
- Ajustar antagonista
- Ajustar preparación y marcar modelo
- Otros.

Oclusión Corona Individual:

- Céntrica (0mm fuera de oclusión)
- Céntrica Ligera (0.2 mm fuera de oclusión)
- Sin oclusión (0.35 mm fuera de oclusión)
- Totalmente fuera de oclusión (0.5mm fuera de oclusión)

Tuve problemas con laboratorios anteriores con:

- Contacto Ligero
- Contacto Cerrado

* LABORATORIO POR DEFECTO, UTILIZADO SI NO ESTÁ INDICADO.